

ЛОЖКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

ОДНОРАЗОВАЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКА ЗУБОВ S • M • L



О КОМПАНИИ

ЗАО «Легпромразвитие»
основано в 1991 году

- 1200 сотрудников
- 6 торговых марок
- 4 производственные площадки

Принципы компании:
Открытость.
Честность.
Уважение.
Ответственность.



Качество нашей
работы подтверждено
сертификатом
соответствия
менеджмента
качества СТБ
ISO 9001-2015

РЫНКИ СБЫТА:

- Российская Федерация
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Другие страны ЕАС
- Европейский Союз

TREVITA



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Республика
Беларусь
Могилевская обл.
г. Бобруйск,
ул. К.Маркса д.27
213826



info@trevita.by
+375 (29) 649-72-49



ЛОЖКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

ОДНОРАЗОВАЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКА ЗУБОВ S • M • L



О КОМПАНИИ

ЗАО «Легпромразвитие»
основано в 1991 году

- 1200 сотрудников
- 6 торговых марок
- 4 производственные площадки

Принципы компании:
Открытость.
Честность.
Уважение.
Ответственность.



Качество нашей
работы подтверждено
сертификатом
соответствия
менеджмента
качества СТБ
ISO 9001-2015

РЫНКИ СБЫТА:

- Российская Федерация
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Другие страны ЕАС
- Европейский Союз

TREVITA



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Республика
Беларусь
Могилевская обл.
г. Бобруйск,
ул. К.Маркса д.27
213826



info@trevita.by
+375 (29) 649-72-49



СДЕЛАНО
В БЕЛАРУСИ

TREVITA

Производитель изделий
медицинского назначения.

СДЕЛАНО
В БЕЛАРУСИ

TREVITA

Производитель изделий
медицинского назначения.

Одноразовые стоматологические ложки предназначены для точного снятия слепков зубов верхней и нижней челюстей в условиях лечебных учреждений. Оттисные ложки поставляются нестерильными и не требуют стерилизации перед применением.



Герметичная упаковка для стоматологических ложек обеспечивает максимальную защиту от внешних воздействий, сохраняя высокий уровень гигиены и безопасности продукта.

Одноразовые стоматологические ложки для снятия слепка зубов поставляются в формате комплекта по типоразмерам. Комплект состоит из 5 верхних и 5 нижних ложек одного типоразмера в прозрачном пакете с маркировкой.



Область рабочей части оттисной ложки выполнена в виде сегментов, которые в случае необходимости могут быть удалены для обеспечения удобства работы с группой зубов или отдельным зубом.



Три размера (S, M, L) позволяют подобрать оптимальный вариант для любого пациента в зависимости от анатомической особенности полости рта.



Чистота и комфорт на каждом этапе процедуры



Одноразовые стоматологические ложки предназначены для точного снятия слепков зубов верхней и нижней челюстей в условиях лечебных учреждений. Оттисные ложки поставляются нестерильными и не требуют стерилизации перед применением.



Герметичная упаковка для стоматологических ложек обеспечивает максимальную защиту от внешних воздействий, сохраняя высокий уровень гигиены и безопасности продукта.

Одноразовые стоматологические ложки для снятия слепка зубов поставляются в формате комплекта по типоразмерам. Комплект состоит из 5 верхних и 5 нижних ложек одного типоразмера в прозрачном пакете с маркировкой.



Область рабочей части оттисной ложки выполнена в виде сегментов, которые в случае необходимости могут быть удалены для обеспечения удобства работы с группой зубов или отдельным зубом.



Три размера (S, M, L) позволяют подобрать оптимальный вариант для любого пациента в зависимости от анатомической особенности полости рта.



Чистота и комфорт на каждом этапе процедуры

